

Anticorpo Monoclonal Anti-Receptor De Leptina Para Wb, Ihc-P, Elisa - P48357

Número do item: CM0003721



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Receptor de Leptina validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com Humano, Camundongo, Rato. Detecta LEPR de ~132 kDa, um regulador chave do apetite e do balanço energético.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Receptor de Leptina
Observações/Apelido	OBR; OB-R; CD295; LEP-R; LEPRD; Receptor de Leptina
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3953
GeneID	3953
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1000-1100 do Receptor de Leptina humano (P48357).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P48357
Peso Proteico	132kDa
Transporte	Saco de gelo