

Anticorpo Policlonal Anti-Receptor De Leptina Para Wb, If/Icc, Elisa - P48357

Número do item: CM0030554



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o receptor de leptina humano (LEPR, CD295). Validado para WB, IF/ICC e ELISA com reatividade cruzada para rato. Ideal para investigar a sinalização da leptina, a homeostase energética e a regulação metabólica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Receptor de Leptina pAb de Coelho
Observações/Apelido	OBR; OB-R; CD295; LEP-R; LEPRD; Receptor de Leptina
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3953
ID do Gene	3953
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1070-1165 do LEPR humano (NP_002294.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P48357
Peso Proteico	132kDa
Envio	Saco de gelo