


Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Letm1 Para Wb E Elisa - O95202

Número do item: CM0020116



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à região N-terminal do transportador mitocondrial humano LETM1. Validado para WB e ELISA, reage de forma cruzada com camundongo e rato. Suporta estudos de biologia mitocondrial e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LETM1 Coelho pAb
Observações/Apelido	Mdm38; CONDMIM; SLC55A1; LETM1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3954
ID do Gene	3954
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-140 do LETM1 humano (NP_036450.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O95202
Peso Proteico	83kDa
Envio	Saco de Gelo