

Anticorpo Policlonais Anti-Letmd1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q6P1Q0

Número do item: CM0024278

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a LETMD1 humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de função mitocondrial e pesquisa sobre câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LETMD1 pAb de coelho
Observações/Apelidos	HCCR; HCCR1; HCCR2; HCCR-1; HCCR-2; HCRR-2; SLC55A3; 1110019O13Rik; LETMD1
Espécie	Humano
GeneID	25875
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 161-360 de LETMD1 humana (NP_056231.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonal
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q6P1Q0
Peso Proteico	42kDa
Envio	Bolsa de gelo