

Anticorpo Policlonado Anti-Leucossialina (Spn/Cd43) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16150

Número do item: CM0027917

introdução

Anticorpo policlonado de coelho direcionado à leucossialina humana (SPN/CD43), uma sialoglicoproteína leucocitária. Adequado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA; apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre função de linfócitos T e tráfego de leucócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SPN Rabbit pAb
Observações/Alias	LSN; CD43; GALGP; GPL115; LEU-22; SPN
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6693
GeneID	6693
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 276-400 da SPN humana (NP_003114.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P16150
Peso da Proteína	40kDa
Transporte	Bolsa de gelo