

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Lf1 Para Wb, Elisa - Q6Taq6

Número do item: CM0020562

introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para LF1 de Oryza sativa, um fator de transcrição homeobox-leucina zíper (HOX10/OsHB1). Validado para WB e ELISA, adequado para pesquisa em regulação gênica e desenvolvimento vegetal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LF1 Rabbit pAb
Observações/Alias	hb1; HOX10; OsHB1; OsHox10; OsJ_008792; LF1
Espécie	Oryza sativa
GeneID	4331345
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 400-500 de LF1 de Oryza sativa. (Q6TAQ6).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Oryza sativa
SWISS	Q6TAQ6
Peso da Proteína	92kDa
Envio	Bolsa de gelo