

Anti-Lgals3Bp Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - Q08380

Número do item: CM0027638



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o LGALS3BP humano (90K/Mac-2-BP), validado para western blot, imunofluorescência e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre adesão celular, câncer e defesa imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LGALS3BP pAb de Coelho
Observações/Apelido	90K; M2BP; gp90; CyCAP; BTBD17B; MAC-2-BP; TANGO10B; LGALS3BP
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3959
GeneID	3959
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 306-585 do LGALS3BP humano (NP_005558.1).
Fonte/Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q08380
Peso da Proteína	65kDa
Envio	Saco com gelo