


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Lgalsl Para Wb E Elisa - Q3Zcw2

Número do item: CM0024314



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a proteína relacionada à galectina (LGALSL) humana. Validado para Western blotting e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo. Adequado para estudos sobre lectinas não ligantes de carboidratos e funções da família das galectinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LGALSL pAb de Coelho
Observações/Pseudônimo	GRP; HSPC159; LGALSL
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	29094
GeneID	29094
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-172 do LGALSL humano (NP_054900.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q3ZCW2
Peso da Proteína	19kDa
Envio	Saco de gelo