

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Lgr4 Para Wb, If-P, Elisa - Q9Bxb1

Número do item: CM0014533



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho LGR4 validado para WB, IF-P, ELISA. Reage com LGR4 humano, de rato e camundongo, um receptor crucial da sinalização Wnt para desenvolvimento de órgãos, manutenção de células-tronco e remodelação óssea. Ideal para pesquisa IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho LGR4
Observações/Apêndice	DPSL; GPR48; BNMD17; LGR4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55366
ID do Gene	55366
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 320-540 do LGR4 humano (NP_060960.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BXB1
Peso Proteico	104kDa
Envio	Saco de Gelo