

Anticorpo Policlonal Anti-Lgr5 Para Wb, Fc, Elisa - 075473

Número do item: CM0021326



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra LGR5 humano (GPR49, marcador de células-tronco). Validado para WB, FC e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo. Adequado para pesquisas com células-tronco intestinais e do folículo piloso. Enviado em gelo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do produto	LGR5 Rabbit pAb
Observações/Apelido	FEX; HG38; GPR49; GPR67; GRP49; LGR5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8549
GeneID	8549
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 480-580 de LGR5 humano (NP_003658.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, FC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	075473
Peso da proteína	99998 Da
Envio	Bolsa de gelo