

Anticorpo Monoclonal Anti-Lgr5/Gpr49 Para Wb E Elisa - 075473

Número do item: CM0002556

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a LGR5/GPR49 humano, validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudos de células-tronco e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LGR5/GPR49 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	FEX; HG38; GPR49; GPR67; GRP49; LGR5/GPR49
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8549
ID do Gene	8549
Imunógeno	Peptídeo Sintético Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 800-907 de LGR5/GPR49 humano (075473)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	075473
Peso da Proteína	100kDa
Envio	Bolsa de gelo