

Anti-Lgr5/Gpr49 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - O75473

Número do item: CM0016023



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o LGR5/GPR49 humano, adequado para WB, IHC-P e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Para estudos de células-tronco e via Wnt.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LGR5/GPR49 pAb de Coelho
Observações/Apelido	FEX; HG38; GPR49; GPR67; GRP49; LGR5/GPR49
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8549
GeneID	8549
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 824-907 do LGR5/GPR49 humano (NP_003658.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	O75473
Peso da Proteína	100kDa
Envio	Saco de gelo