

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Lgr6 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Hbx8

Número do item: CM0009575

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-LGR6 validado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Detecta LGR6 humano e de rato, um receptor para R-spondinas que potencializa a sinalização Wnt e marca células-tronco epidérmicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb anti-LGR6 de Coelho
Observações/Alias	GPCR; VTS20631; LGR6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	59352
GeneID	59352
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 801-900 do LGR6 humano (Q9HBX8).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9HBX8
Peso da Proteína	104kDa
Transporte	Bolsa de gelo