

Anticorpo Monoclonal Anti-Lhb De Coelho Para If-P, Ihc-P, Elisa - P01229

Número do item: CM0009430

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a subunidade beta do hormônio luteinizante humano (LHB). Adequado para imunofluorescência, imuno-histoquímica e ELISA. Ideal para estudos de endocrinologia reprodutiva.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb anti-LHB de Coelho
Observações/Alias	CGB4; HH23; LSH-B; LSH-beta
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3972
GeneID	3972
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente aos aminoácidos 21-141 da LHB humana (NP_000885.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P01229
Peso da Proteína	15 kDa
Envio	Bolsa de gelo