

Anticorpo Policlonais Anti-Lhcgr Para Wb, If-P, Elisa - P22888

Número do item: CM0020050



introdução

LHCGR Rabbit pAb para WB, IF-P, ELISA com reatividade cruzada a camundongo. Ideal para estudos do receptor da hormona lutropina-coriogonadotrófica em biologia reprodutiva e função tireoidiana. SWISS: P22888.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LHCGR Rabbit pAb
Observações/Alias	LHCGR; HHG; LCGR; LGR2; LH/CG-R; LH/CGR; LHR; LHRHR; LSH-R; ULG5; receptor da hormona lutropina-coriogonadotrófica
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3973
ID do Gene	3973
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P22888
Peso da Proteína	71kDa/78kDa
Envio	Saco de gelo