

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Lhcgr Para Wb, If-P, Elisa - P22888

Número do item: CM0026186



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho LHCGR validado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Reage com LHCGR humano, de camundongo e de rato. Ideal para estudar sinalização de gonadotrofina e endocrinologia reprodutiva. Imunógeno recombinante.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LHCGR pAb de Coelho
Observações/Apelido	HHG; LHR; LCGR; LGR2; ULG5; LHRHR; LSH-R; LH/CGR; LH/CG-R; LHCGR
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3973
GeneID	3973
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 200-360 do LHCGR humano (NP_000224.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P22888
Peso da Proteína	79kDa
Envio	Saco de gelo