

Anticorpo Policlonal Anti-Lhpp Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H008

Número do item: CM0014557



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao LHPP humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. LHPP é uma fosfatase de fosfo-histidina/fosfo-lisina envolvida no metabolismo. Adequado para estudos de câncer e sinalização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LHPP pAb de Coelho
Observações/Apelido	HDHD2B; LHPP
Espécie	Humano
GeneID	64077
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-270 do LHPP humano (NP_071409.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H008
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Saco de gelo