

Anticorpo Policlonais Anti-Lhx1 Para Wb E Elisa - P48742

Número do item: CM0022374

introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-LHX1 adequado para aplicações de Western blot e ELISA. Reconhece LHX1 humana com reatividade cruzada a camundongo e rato. Útil para estudar regulação da transcrição e desenvolvimento do mesoderma. UniProt P48742.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LHX1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	LIM1; LIM-1; LHX1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	3975
GeneID	3975
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 300 até o C-terminal da LHX1 humana (NP_005559.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P48742
Peso da Proteína	45kDa
Envio	Bolsa de gelo