

Anticorpo Policlonal Anti-Lhx1 Para Wb, Elisa - P48742

Número do item: CM0021512

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra LHX1 humano (LIM1), validado para Western blot e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para biologia do desenvolvimento e pesquisa oncológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	LHX1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	LIM1; LIM-1; LHX1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	3975
GeneID	3975
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 120-180 de LHX1 humano (NP_005559.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P48742
Peso da proteína	45 kDa
Envio	Bolsa de gelo