

Anticorpo Policlonal Anti-Lhx4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q969G2

Número do item: CM0029512



introdução

LHX4 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal validado para WB, IHC-P e ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ele tem como alvo a proteína LIM/homeobox Lhx4, um fator de transcrição envolvido no desenvolvimento pulmonar.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LHX4 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CPHD4; LHX4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	89884
ID do Gene	89884
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 121-390 do LHX4 humano (NP_203129.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q969G2
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Saco de gelo