

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Lhx5 Para Wb E Elisa - Q9H2C1

Número do item: CM0019736

introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-LHX5 para WB e ELISA, reage com humano, rato, camundongo. Tem como alvo a proteína LIM/homeobox Lhx5 (44 kDa, Q9H2C1), um regulador da diferenciação neuronal. Ideal para pesquisa em neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LHX5 pAb de Coelho
Observações/Apelido	LHX5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	64211
GeneID	64211
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 120-180 do LHX5 humano (NP_071758.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H2C1
Peso Proteico	44kDa
Envio	Saco de Gelo