

Anticorpo Policlonais Anti-Lhx6 Para Wb, Elisa - Q9Upm6

Número do item: CM0029008

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-LHX6 validado para WB e ELISA. Reconhece LHX6 humano, de camundongo e de rato. Ideal para estudar o desenvolvimento de interneurônios GABAérgicos e regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LHX6 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	hLHX6, LHX6.1, LHX6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	26468
ID do Gene	26468
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 143-392 da LHX6 humana (NP_055183.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UPM6
Peso Proteico	40kDa
Envio	Bolsa de gelo