

Anti-Lhx8 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - Q68G74

Número do item: CM0018248

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-LHX8 validado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Detecta LHX8 humano, um fator de transcrição LIM-homeobox envolvido na diferenciação neuronal e mesenquimal. Adequado para estudos de neurociência e desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LHX8 pAb de Coelho
Observações/Apelido	LHX7; LHX8
Espécie	Humano
ID do Gene	431707
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-220 do LHX8 humano (NP_001001933.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q68G74
Peso Proteico	39kDa
Envio	Saco de gelo