


## Anti-Lhx9 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q9Nq69

Número do item: CM0014848



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o LHX9 humano, adequado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. O LHX9 é uma proteína LIM/homeobox envolvida no desenvolvimento gonadal.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | LHX9 pAb de Coelho                                                                                                      |
| Observações/Apelido | LHX9                                                                                                                    |
| Espécie             | Humano                                                                                                                  |
| ID do Gene (Humano) | 56956                                                                                                                   |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-70 do LHX9 humano (NP_064589.2). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                  |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                  |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                               |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                |
| SWISS               | Q9NQ69                                                                                                                  |
| Peso da Proteína    | 44kDa                                                                                                                   |
| Envio               | Saco com gelo                                                                                                           |