

Anticorpo Policlonais De Coelho Anti-Lif Para Wb, Elisa - P09056

Número do item: CM0019993



introdução

A CamelBio oferece um anticorpo policlonal de coelho validado contra o fator inibitório da leucemia (LIF) de camundongo para WB e ELISA, ideal para o estudo da auto-renovação de células-tronco embrionárias e implantação embrionária.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Lif Rabbit pAb
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	3976
GeneID	16878
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-203 da Lif de camundongo (NP_032527.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reação Cruzada	Camundongo
SWISS	P09056
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Bolsa de gelo