

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Lif Para Wb, Ihc-P, Elisa - P15018

Número do item: CM0016590



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra LIF humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com LIF humano, de camundongo e de rato (22 kDa). Ideal para pesquisas em biologia de células-tronco e sinalização de citocinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	LIF pAb de coelho
Observações/Alternativas	CDF; DIA; HILDA; MLPLI; LIF
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3976
GeneID	3976
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P15018
Peso da proteína	22 kDa
Envio	Bolsa de gelo