


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Lifr Para Wb, Elisa - P42702

Número do item: CM0017879



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra LIFR humano, adequado para Western blotting e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Tem como alvo o receptor do fator inibidor de leucemia, uma subunidade de transdução de sinal envolvida em complexos de receptores de citocinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LIFR Rabbit pAb
Observações/Apelido	SWS; SJS2; STWS; CD118; LIF-R; LIFR
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3977
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 500-700 do LIFR humano (NP_002301.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P42702
Peso Proteico	124kDa
Envio	Saco de gelo