


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Lilra2/Cd85H Para If/Icc, Fc - Q8N149

Número do item: CM0010981



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-LILRA2 humano conjugado com para imunofluorescência e citometria de fluxo. Tem como alvo o receptor da imunidade inata ILT-1; validado em amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-LILRA2/CD85h humano
Observações/Apelidos	ILT1; LIR7; CD85H; LIR-7
Espécie	Humana
GeneID	11027
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-449 de LILRA2/CD85h humano (NP_001124389.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q8N149
Peso da Proteína	53 kDa/51 kDa/48 kDa/47 kDa
Envio	Bolsa de gelo