

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Lilra2/Cd85H Para If/Icc, Fc, Elisa - Q8N149

Número do item: CM0009268



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho LILRA2/CD85h validado para IF/ICC, FC, ELISA. Reage especificamente com LILRA2 humano (UniProt Q8N149). Adequado para aplicações de pesquisa em imunidade inata e infecção microbiana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LILRA2/CD85h Rabbit mAb
Observações/Alias	ILT1; LIR7; CD85H; LIR-7
Espécie	Humano
GeneID (humano)	11027
GeneID	11027
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-449 de LILRA2/CD85h humano (NP_001124389.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8N149
Peso Molecular da Proteína	53kDa/51kDa/48kDa/47kDa
Envio	Bolsa de gelo