


Anticorpo Monoclonal Anti-Lilrb1/Cd85j/Ilt2 Para Wb, Fc, Elisa - Q8Nhl6

Número do item: CM0006854



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra LILRB1 humana (CD85j/ILT2) validado para Western blot, citometria de fluxo e ELISA. Receptor inibitório para MHC de classe I; adequado para estudos de ponto de verificação imunológico e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LILRB1/CD85j/ILT2 Rabbit mAb
Observações/Alias	ILT2; LIR1; MIR7; PIRB; CD85J; ILT-2; LIR-1; MIR-7; PIR-B; LILRB1/CD85j/ILT2
Espécie	Humana
GeneID	10859
Imunógeno	Proteína recombinante de LILRB1/CD85j/ILT2 humana
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q8NHL6
Peso da Proteína	49KDa/70KDa/71KDa
Envio	Bolsa de gelo