

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Lilrb2/Cd85D/Ilt4 Para Wb/Elisa - Q8N423

Número do item: CM0013087



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra LILRB2 (CD85d/ILT-4) humano, validado para WB e ELISA. Ideal para o estudo da tolerância imunitária, interação HLA-G e sinalização de recetores em monócitos e células dendríticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LILRB2/CD85d/ILT4 Rabbit pAb
Observações/Alias	ILT4; LIR2; CD85D; ILT-4; LIR-2; MIR10; MIR-10; LILRB2/CD85d/ILT4
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	10288
GeneID	10288
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 479-598 da LILRB2/CD85d/ILT4 humana (NP_005865.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q8N423
Peso da Proteína	65kDa
Envio	Gelo (Ice bag)