


Anticorpo Policlonais Anti-Lilrb3 Para Wb, Elisa - 075022

Número do item: CM0020716



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra LILRB3 (ILT5/CD85a) humano, validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo. LILRB3 é um receptor inibitório em células B e monócitos, que down-regula a ativação celular. Adequado para pesquisa imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LILRB3 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	HL9; ILT5; LIR3; PIRB; CD85A; ILT-5; LIR-3; PIR-B; LILRA6; LILRB3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	11025
ID do Gene	11025
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	075022
Peso Proteico	69kDa
Envio	Bolsa de gelo