

## Anticorpo Policlinico Anti-Lilrb4 Para Wb, Ihc, If, Elisa - Q8Nhj6

Número do item: CM0025419



### introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra LILRB4 humano (ILT3/CD85K), adequado para WB, IHC-P, IF-P, ELISA; detecta humano, camundongo e rato. Tem como alvo um receptor imune inibitório para estudos de tolerância e imunooncologia.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                       |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Nome do Produto      | LILRB4 Rabbit pAb                           |
| Observações/Apelidos | B4; ILT3; LIR5; CD85K; ILT-3; LIR-5; LILRB4 |
| Espécie              | Humano                                      |
| ID do Gene           | 11006                                       |
| Imunógeno            | Proteína recombinante                       |
| Origem               | Coelho                                      |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                      |
| Aplicação            | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                      |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo, Rato                    |
| SWISS                | Q8NHJ6                                      |
| Peso da Proteína     | 49kDa                                       |
| Envio                | Bolsa de gelo                               |