

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Lim2 Para Wb E Elisa - P55344

Número do item: CM0024978



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao LIM2 humano (MP19), validado para WB e ELISA. Adequado para pesquisa de desenvolvimento do cristalino e cataractogênese em amostras humanas, de camundongo e de rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	LIM2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	MP17, MP19, CTRCT19, LIM2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3982
GeneID	3982
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-110 do LIM2 humano (NP_085915.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P55344
Peso Proteico	20kDa
Envio	Bolsa de gelo