

Anticorpo Policlonal Anti-Lima1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uhb6

Número do item: CM0017022



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade específico para LIMA1 (EPLIN) humano, validado em WB, IHC-P e ELISA. Detecta LIMA1 de camundongo. Apoia pesquisas sobre dinâmica de actina, cílio primário e absorção de colesterol.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LIMA1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	EPLIN; LDLCQ8; SREBP3; LIMA1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51474
GeneID	51474
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 560-759 do LIMA1 humano (NP_057441.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9UHB6
Peso Proteico	85kDa
Envio	Saco de gelo