

Anticorpo Policlonais Anti-Limch1 Para Wb, Elisa - Q9Upq0

Número do item: CM0022121

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-LIMCH1 de alta qualidade para aplicações em Western blot e ELISA. Validado em amostras humanas. Tem como alvo a proteína associada às fibras de tensão de actina que regula a migração e adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LIMCH1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	LMO7B; LIMCH1A; LIMCH1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	22998
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 150-450 da LIMCH1 humana (NP_001106189.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9UPQ0
Peso da Proteína	122kDa
Transporte	Bolsa de gelo