


Anticorpo Policlonal Anti-Lims1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P48059

Número do item: CM0017114



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra LIMS1 humano (PINCH1), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Adequado para amostras humanas e de camundongo. Ideal para pesquisas de adesão celular e citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LIMS1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PINCH; PINCH1; PINCH-1; LIMS1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3987
GeneID	3987
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-325 do LIMS1 humano (NP_001180417.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P48059
Peso da Proteína	37kDa
Envio	Saco com gelo