

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Lims1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P48059

Número do item: CM0030815



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao LIMS1 humano (PINCH-1). Validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de adesão focal e migração celular. 37kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho para LIMS1
Observações/Apelido	PINCH; PINCH1; PINCH-1; LIMS1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3987
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-325 do LIMS1 humano (NP_001180417.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P48059
Peso Proteico	37kDa
Envio	Saco de Gelo