

Anticorpo Monoclonal Anti-Lin28A Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H9Z2

Número do item: CM0007221



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado ao LIN28A humano, validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Detecta uma proteína de 23 kDa e reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre pluripotência e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LIN28A Rabbit PolymAb®
Observações/Apelido	CSDD1; LIN28; LIN-28; ZCCHC1; lin-28A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	79727
GeneID	79727
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-200 do LIN28A humano. (NP_078950.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H9Z2
Peso Proteico	23kDa
Envio	Saco de gelo