


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Lin28A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H9Z2

Número do item: CM0027786



introdução

Anticorpo policlonado de coelho anti-LIN28A de alta qualidade validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Tem como alvo o LIN28A humano e de camundongo, um regulador chave da pluripotência e da biogênese de miRNAs. Ideal para pesquisa em células-tronco e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LIN28A Rabbit pAb
Observações/Apelido	CSDD1; LIN28; LIN-28; ZCCHC1; lin-28A; LIN28A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	79727
GeneID	79727
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 100-209 do LIN28A humano (NP_078950.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9H9Z2
Peso Proteico	23kDa
Envio	Bolsa de gelo