

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Lin28B Para Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - Q6Zn17

Número do item: CM0012596



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao LIN28B humano, validado para WB, IP, IHC-P e ELISA. O LIN28B é um regulador-chave da biogênese de microRNA, crucial para a pluripotência de células-tronco e progressão do câncer. Ideal para uso diagnóstico e de pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LIN28B Rabbit mAb
Observações/Apelido	CSDD2; LIN28B
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	389421
ID do Gene	389421
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-163 do LIN28B humano (Q6ZN17)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q6ZN17
Peso Proteico	27kDa
Envio	Saco de gelo