


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Lin7C Para Wb E Elisa - Q9Nup9

Número do item: CM0023677



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-LIN7C validado para Western blotting e ELISA. Reage com LIN7C humano, de rato e camundongo (Q9NUP9). Adequado para estudar polaridade celular, tráfego de membrana e organização sináptica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LIN7C Rabbit pAb
Observações/Apelido	MALS3; VELI3; LIN-7C; MALS-3; LIN-7-C; LIN7C
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55327
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-70 do LIN7C humano (NP_060832.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NUP9
Peso Proteico	22kDa
Envio	Saco de gelo