

Anticorpo Policlonais Anti-Lin9 Para Wb, Elisa - Q5Tka1

Número do item: CM0024434



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao LIN9 humano (TGS, BARA), validado para WB e ELISA. Adequado para amostras humanas e de camundongo. Ideal para pesquisa sobre ciclo celular e supressores tumorais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LIN9 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	TGS; BARA; TGS1; TGS2; Lin-9; BARPsv; LIN9
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	286826
GeneID	286826
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 350-470 do LIN9 humano (NP_775106.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q5TKA1
Peso da Proteína	62kDa
Envio	Bolsa de gelo