

Anticorpo Policlonal Anti-Lingo1 Para Wb, Elisa - Q96Fe5

Número do item: CM0024874



introdução

O LINGO1 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal de coelho direcionado ao LINGO1 humano (Q96FE5), validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo, adequado para estudos de regeneração axonal e mielinização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LINGO1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	LERN1, MRT64, LRRN6A, UNQ201, LINGO1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	84894
GeneID	84894
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 42-240 do LINGO1 humano (NP_116197.4).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q96FE5
Peso Proteico	70kDa
Remessa	Em saco de gelo