

Anti-Lins1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q8Ng48

Número do item: CM0014439

introdução

Anti-LINS1 Anticorpo Policlonal de Coelho validado para WB e ELISA. Reage com a proteína LINS1 humana, de camundongo e de rato (86 kDa). Ideal para pesquisas de sinalização Wnt e deficiência intelectual.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LINS1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	LINS; MRT27; WINS1; LINS1
Espécie	Humano
GeneID	55180
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 541-700 do LINS1 humano (NP_001035706.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8NG48
Peso da Proteína	86kDa
Envio	Saco com gelo