


Anticorpo Policlonal Anti-Lipa Para Wb, Elisa - P38571

Número do item: CM0030089



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra LIPA humana (lipase ácida lisossomal), validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com rato. Adequado para pesquisa em metabolismo lipídico e doenças de armazenamento lisossomal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LIPA Rabbit pAb
Observações/Apelido	LAL; CESD; LIPA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3988
GeneID	3988
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 110-399 da LIPA humana (NP_001121077.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P38571
Peso Proteico	45kDa
Envio	