

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Lipc (Lipase Hepática De Triacilgliceróis) Para Wb, If/Icc, Elisa - P11150

Número do item: CM0017075

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à LIPC humana (lipase hepática de triacilgliceróis). Validado para WB, IF/ICC e ELISA. Ideal para pesquisas sobre metabolismo lipídico, HDL e doenças cardiovasculares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LIPC Rabbit pAb
Observações/Apelidos	HL; HTGL; LIPH; HDLCQ12; LIPC
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	3990
ID do Gene	3990
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 280-499 da LIPC humana (NP_000227.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P11150
Peso da Proteína	56 kDa
Transporte	Bolsa de gelo