

Anticorpo Policlonal Anti-Lipg Para Wb, Elisa - Q9Y5X9

Número do item: CM0023184

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Lipase Endotelial humana (LIPG). Validado para WB e ELISA; reage cruzadamente com camundongo. Ideal para pesquisa em metabolismo lipídico e doenças cardiovasculares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LIPG Rabbit pAb
Observações/Apelido	EL; EDL; PRO719; LIPG
Espécie	Humano
ID do Gene	9388
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 251-500 da LIPG humana (NP_006024.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9Y5X9
Peso Proteico	57kDa
Envio	Saco de gelo