

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Liph Para Wb & Elisa - Q8Wwy8

Número do item: CM0018748

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à LIPH humana (lipase membro H), uma fosfolipase A1 seletiva para ácido fosfatídico. Adequado para Western blotting (WB) e ELISA; apresenta reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Suporta estudos de metabolismo lipídico e biologia capilar.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LIPH Rabbit pAb
Observações/Apelido	AH; LAH2; ARWH2; HYPT7; LPDLR; PLA1B; mPA-PLA1; LIPH
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	200879
GeneID	200879
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 350-450 da LIPH humana (NP_640341.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8WWY8
Peso Proteico	51kDa
Envio	Em saco de gelo