

Anti-Lipin 1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q14693

Número do item: CM0026227

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o Lipin 1 humano (LPIN1), validado para Western blot e ELISA. Detecta espécies humanas, de camundongo e de rato. Útil para estudar o metabolismo lipídico, a diferenciação de adipócitos e a regulação gênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Lipin 1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PAP1; Lipin 1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	23175
GeneID	23175
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 261-414 do Lipin 1 humano (NP_667731.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14693
Peso da Proteína	99kDa
Envio	Saco com gelo